

Popis odběrové sady na PIF

Pro odběr materiálu na PIF (přímá imunofluorescence) je dodáván polystyrenový box, který je označen:

- na boční straně razítkem Bioptické laboratoře
- na horní straně obsahem
- na spodní straně víčka je pak uvedena expirace fixačních roztoků (je-li shodná, pak je zde pouze jeden datum), ta je opsána z lahve, ze které je roztok do zkumavek naléván. Pověřený pracovník hlídá dobu expirace. Roztoky používané pro fixaci dodává firma Penta s.r.o.



Vysvětlivky popsaných koleček na víčku:

PIF = zkumavka eppendorf s roztokem Pufr Michaels B fixační – pro vyšetření přímé imunofluorescence

F 10% (dříve také označeno „10“) = zkumavka šroubovací s roztokem 10%ního formolu – pro histologické vyšetření tkání